



## [PRIMEDIC DEFI-N METRAX M100](#)

SKU: DF072025 - ES082025

zzgl. [Versandkosten](#)

**PRIMEDIC Defi-N Metrax M100** ist ein zuverlässiger und benutzerfreundlicher Defibrillator, der für den schnellen Einsatz bei Herznotfällen konzipiert wurde. Das kompakte Gerät bietet eine intuitive Bedienung und unterstützt die Reanimation durch präzise Analyse und effektive Schockabgabe.



---

Categories: [Defibrillatoren](#), [Notfallversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **PRIMEDIC Defi-N Metrax M100** ist ein hochmodernes, automatisiertes externes Defibrillator-(AED)-System, das speziell für den schnellen und sicheren Einsatz bei plötzlichem Herzstillstand entwickelt wurde. Dieses Gerät vereint fortschrittliche Technologie mit intuitiver Bedienbarkeit, um Ersthelfern, medizinischem Personal und Laien eine effektive und lebensrettende Unterstützung zu bieten.

### Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Automatisierte Analyse:** Der Defi-N Metrax M100 führt eine präzise, automatische Analyse des Herzrhythmus durch und erkennt zuverlässig lebensbedrohliche Arrhythmien wie Kammerflimmern oder ventrikuläre Tachykardie.
- **Defibrillation mit biphasischem Impuls:** Das Gerät verwendet eine moderne biphasische Impulstechnologie, die eine effektive Defibrillation bei gleichzeitig reduziertem Energiebedarf ermöglicht. Dies erhöht die Sicherheit für den Patienten und minimiert Gewebeschäden.
- **Einfache Bedienung:** Durch klare, akustische und visuelle Anweisungen führt der Defibrillator den Anwender Schritt für Schritt durch den Rettungsprozess. Dies erleichtert auch ungeübten Helfern die Durchführung der



Maßnahmen.

- **Robustes und kompaktes Design:** Der M100 ist leicht, transportabel und widerstandsfähig gegenüber Stößen und Feuchtigkeit, was ihn ideal für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen macht – von öffentlichen Einrichtungen über Unternehmen bis hin zu Rettungsdiensten.
- **Lange Batterielebensdauer:** Die integrierte Batterie gewährleistet eine langanhaltende Einsatzbereitschaft und kann im Standby-Modus mehrere Jahre gehalten werden.
- **Wartungsfreundlichkeit:** Das Gerät verfügt über eine automatische Selbsttestfunktion, die regelmäßig den Betriebszustand überprüft und bei Störungen eine Warnmeldung ausgibt. Dies garantiert eine stets zuverlässige Funktion im Notfall.

### **Anwendungsgebiete:**

Der PRIMEDIC Defi-N Metrax M100 eignet sich optimal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen, darunter:

- Öffentliche Einrichtungen (Bahnhöfe, Flughäfen, Einkaufszentren)
- Arbeitsplätze und Betriebe
- Rettungsdienste und Notfallmedizin
- Sportstätten und Freizeitbereiche
- Bildungseinrichtungen

### **Zusammenfassung:**

Mit dem PRIMEDIC Defi-N Metrax M100 erhalten Sie einen zuverlässigen, benutzerfreundlichen und leistungsfähigen automatisierten externen Defibrillator, der im Ernstfall entscheidende Minuten gewinnen und Leben retten kann. Die Kombination aus modernster Technologie, einfacher Handhabung und robustem Design macht ihn zu einem unverzichtbaren Gerät für die schnelle und sichere Behandlung von Herzstillstandssituationen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

