



## [PRIMEDIC DEFI-N METRAX M100](#)

SKU: FM022025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Defibrillator](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der PRIMEDIC Defi-N Metrax M100 ist ein hochwertiger, benutzerfreundlicher Defibrillator, der in Notfallsituationen eine schnelle und präzise Behandlung durch die automatische Erkennung von Herzrhythmen und die automatische Schockabgabe ermöglicht. Mit seiner kompakten Größe, der einfachen Bedienbarkeit und der robusten Bauweise ist er ideal für den Einsatz durch Rettungsteams, medizinisches Personal und in anderen klinischen Notfallsituationen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

