



## PRIMEDIC VAC, DYN, IF ELEKTROTHERAPIEGERÄT, TURM

**SKU:** 02-092014

zzgl. [Versandkosten](#)

3 Therapiegeräten.

Primedic - VAC ist ein Gerät zur Kombination mit den Primedic -Therapiegeräten IF und DYN. Diese werden rückseitig über ein BUS- Kabel verbunden.

Primedic VAC ist kein Einzeltherapiegerät. Es stellt die von den angeschlossenen Geräten abgegebenen therapeutischen Ströme als Zentraleinheit für den Anwender zur Verfügung.

Primedic IF ist ein Interferenz- Reizstromgerät für die Therapie von Muskel -, Haut- und Nervenerkrankungen.

Zur Therapie gibt das Gerät kontrolliert Strom über den Patienten ab. Dauer und Intensität lassen sich individuell regeln. Zusätzlich stehen 5 abgespeicherte Programme zur Stromanwendung zur Verfügung.

Das Gerät kann kombiniert oder als Einzelgerät eingesetzt werden.

Primedic- DYN ist ein diadynamisches Reizstromgerät. Es erzeugt vier verschiedene diadynamische Ströme und Gleichstrom. Die Ströme können individuell einzeln gewählt werden oder über die 5 vorgegeben en Programme ausgesucht werden. Das Gerät kann kombiniert oder als Einzelgerät genutzt werden.

**Vollfunktionsfähig**  
**Im guten gebrauchten Zustand**  
**Artikel-Standort. Hamburg**

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Fax.

0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Physikalische Therapie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

3 Therapiegeräten.

Primedic - VAC ist ein Gerät zur Kombination mit den Primedic -Therapiegeräten IF und DYN.

Diese werden rückseitig über ein BUS- Kabel verbunden.

Primedic VAC ist kein Einzeltherapiegerät. Es stellt die von den angeschlossenen Geräten abgegebenen therapeutischen Ströme als Zentraleinheit für den Anwender zur Verfügung.

Primedic IF ist ein Interferenz- Reizstromgerät für die Therapie von Muskel -, Haut- und Nervenerkrankungen.

Zur Therapie gibt das Gerät kontrolliert Strom über den Patienten ab. Dauer und Intensität lassen sich individuell regeln. Zusätzlich stehen 5 abgespeicherte Programme zur Stromanwendung zur Verfügung.

Das Gerät kann kombiniert oder als Einzelgerät eingesetzt werden.

Primedic- DYN ist ein diadynamisches Reizstromgerät. Es erzeugt vier verschiedene diadynamische Ströme und Gleichstrom. Die Ströme können individuell einzeln gewählt werden oder über die 5 vorgegeben en Programme ausgesucht werden. Das Gerät kann kombiniert oder als Einzelgerät genutzt werden.

**Vollfunktionsfähig**

**Im guten gebrauchten Zustand**

**Artikel-Standort. Hamburg**

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256



Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

