



[PTW CONNY FREIBURG DOSIMETER](#) [RADIATION THERAPY MONITORING](#)

SKU: JF032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Radiologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PTW Conny Freiburg Dosimeter ist ein essenzielles Gerät für die Strahlentherapie und Radiotherapie, das eine präzise und zuverlässige Überwachung der Strahlendosen ermöglicht. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Optimierung von Behandlungsplänen, der Verbesserung der Patientensicherheit und der Minimierung von Nebenwirkungen durch Strahlung. Es ist mit verschiedenen Therapiesystemen kompatibel und eignet sich ideal für den Einsatz in Kliniken und Forschungsinstituten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

