



PULSION PULSIOFLEX PC400 **ÜBERWACHUNGSMONITOR MIT ZUBEHÖR**

SKU: HO112024

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Pulsion PULSIOFLEX PC400** ist ein hochpräziser Überwachungsmonitor, der kontinuierliche hämodynamische Messungen ermöglicht und durch sein umfangreiches Zubehör eine vielseitige Anwendung in der Intensivmedizin sicherstellt. Mit intuitiver Bedienoberfläche und robustem Design unterstützt er die präzise Patientenüberwachung in kritischen Versorgungssituationen.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

