



[PUSEN PV210 PV 210 MEDIZINISCHES VIDEOENDOSKOP ENDOSKOP BILDVERARBEITUNGSPROZESSOR](#)

SKU: FE122025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Pusen PV210 Medizinische Videoendoskop bietet dank modernem Bildverarbeitungsprozessor hochauflösende, klare Visualisierungen für präzise Diagnosen und minimalinvasive Eingriffe. Dieses Endoskop überzeugt durch seine zuverlässige Bildqualität und benutzerfreundliche Handhabung in klinischen Anwendungen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Pusen PV210 Medizinische Videoendoskop** ist ein hochmodernes diagnostisches Werkzeug, das speziell für die endoskopische Bildgebung in der Medizin entwickelt wurde. Dieses System kombiniert ein präzises Videoendoskop mit einem leistungsfähigen Bildverarbeitungsprozessor, um Ärzten eine exzellente visuelle Darstellung von inneren Organen und Hohlräumen zu ermöglichen.

Produktmerkmale:

- **Hochauflösende Bildqualität:** Das PV210 Endoskop liefert scharfe, klare und detailreiche Bilder, die eine genaue Diagnose und Behandlung unterstützen.
- **Fortschrittlicher Bildverarbeitungsprozessor:** Der integrierte Prozessor verbessert die Bilddarstellung durch Funktionen wie Rauschunterdrückung, Farboptimierung und Kontrastverstärkung.
- **Ergonomisches Design:** Das Endoskop ist leicht und handlich, was eine komfortable Handhabung während langer Untersuchungen gewährleistet.



- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Geeignet für verschiedene endoskopische Eingriffe, darunter Gastroskopie, Koloskopie, Bronchoskopie und andere minimalinvasive Verfahren.
- **Einfache Integration:** Das System lässt sich problemlos in bestehende medizinische Einrichtungen und Bildgebungssysteme integrieren.
- **Hygienisches Material:** Das Endoskop besteht aus biokompatiblen und leicht zu reinigenden Materialien, die die Anforderungen an Sterilität und Patientensicherheit erfüllen.

Technische Spezifikationen:

- Bildauflösung: HD-Qualität
- Bildverarbeitungsfunktionen: Echtzeitverbesserung, Farbfilter, Zoom
- Kompatibilität: USB- und HDMI-Ausgänge für flexible Anschlussmöglichkeiten
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit energiesparendem Design
- Abmessungen: Kompakte Bauweise für einfache Handhabung

Das **Pusen PV210 Videoendoskop** ist eine zuverlässige Lösung für medizinisches Fachpersonal, das Wert auf präzise Diagnostik und effiziente Arbeitsabläufe legt. Durch die Kombination von hochwertiger Optik und innovativer Bildverarbeitungstechnologie unterstützt es die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen und trägt zu einer verbesserten Patientenversorgung bei.

Fazit: Mit dem Pusen PV210 erhalten Sie ein leistungsstarkes, benutzerfreundliches und vielseitiges Videoendoskop-System, das den hohen Anforderungen moderner medizinischer Anwendungen gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

