



## [PVB XTRANS KONTAKTBOARD](#)

**SKU:** LS032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Pvb xtrans Kontaktboard** ist ein hochleistungsfähiges Verbindungselement, das speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurde und durch seine optimale Leitfähigkeit sowie Stabilität überzeugt. Es gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung in komplexen Systemen und unterstützt präzise Diagnose- und Therapieverfahren.



---

**Categories:** [Fundgrube](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

