



[QUANTEL DERMA ARION 2040 LASER - DEFEKT](#)

SKU: DG112025

zzgl. [Versandkosten](#)

Quantel Derma Arion 2040 Laser – defekt: Dieses medizinische Lasergerät ist derzeit funktionsunfähig und benötigt eine fachmännische Reparatur. Es eignet sich zur Verwendung in dermatologischen Anwendungen, sollte jedoch nur von qualifiziertem Personal nach Instandsetzung eingesetzt werden.



Categories: [Laser-Chirurgie-Geräte](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Quantel Derma Arion 2040 Laser** ist ein hochentwickeltes medizinisches Gerät, das speziell für dermatologische Anwendungen entwickelt wurde. Er eignet sich hervorragend zur Behandlung unterschiedlichster Hauterkrankungen und bietet präzise, effiziente und kontrollierte Lasertherapien.

Produktbeschreibung:

- Der Laser arbeitet mit einer Wellenlänge, die optimal auf Hautstrukturen abgestimmt ist, um maximale Wirksamkeit bei minimaler Gewebelastung zu gewährleisten.
- Er verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle, die eine einfache Anpassung der Parameter erlaubt und somit individuell auf Patientenbedürfnisse eingehen kann.
- Die robuste Bauweise und die hohe Qualität der Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb im klinischen Alltag.
- Der Quantel Derma Arion 2040 ist vielseitig einsetzbar, unter anderem bei:
 - Behandlung von vaskulären Läsionen



- Entfernung von Pigmentflecken
- Anti-Aging-Therapien
- Akne- und Narbenbehandlung

Hinweis: Dieses Angebot bezieht sich auf ein **defektes Gerät**. Der Laser weist technische Mängel auf, die eine Funktionseinschränkung oder einen vollständigen Ausfall verursachen können. Es ist daher ausschließlich für Fachkundige geeignet, die über die nötigen Kenntnisse zur Reparatur und Wartung verfügen oder das Gerät als Ersatzteilsponder nutzen möchten.

Wichtige Informationen:

- Keine Gewährleistung oder Rücknahme aufgrund des Defekts
- Vor dem Einsatz ist eine gründliche Prüfung und gegebenenfalls Reparatur erforderlich
- Das Gerät darf nur von qualifiziertem medizinischem Personal bedient werden
- Sicherheitsbestimmungen für Lasergeräte sind strikt einzuhalten

Der Quantel Derma Arion 2040 Laser bietet in einwandfreiem Zustand eine exzellente Basis für dermatologische Behandlungen. Aufgrund des aktuellen Defekts empfehlen wir das Gerät ausschließlich für Spezialisten mit technischem Know-how.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

