



## **QUANTEL MEDICAL ACTIVIS 689NM PDT-DIODENLASER MIT ZUBEHÖR**

**SKU:** AV072025

zzgl. [Versandkosten](#)

**Quantel Medical Activis 689nm PDT-Diodenlaser** ist ein präzises und zuverlässiges Gerät zur photodynamischen Therapie (PDT) mit einer Wellenlänge von 689 nm, das speziell für dermatologische und onkologische Anwendungen entwickelt wurde. Das Set umfasst sämtliches notwendiges Zubehör für eine effiziente und sichere Behandlung, gewährleistet eine optimale Lichtdosierung und fördert die gezielte Aktivierung photosensibilisierender Substanzen.



---

**Categories:** [Dermatologie](#)

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

