



[QUICKELS QN251 EKG ABLEITUNGSKABEL](#)

SKU: KE052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Quickels QN251 EKG Ableitungskabel ist ein hochwertiges, langlebiges Kabel, das eine präzise und sichere Signalübertragung für EKG-Messungen gewährleistet. Es überzeugt durch seine zuverlässige Kompatibilität mit gängigen EKG-Geräten und sorgt für eine störungsfreie Diagnostik.



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

