



[R.WOLF 8393.0003 +R.WOLF 8383.14+](#)  
[R.WOLF 8943.901+R.WOLF 8393.714](#)

SKU: CH072025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Set bestehend aus **R.Wolf 8393.0003**, **R.Wolf 8383.14**, **R.WOLF 8943.901** und **R.WOLF 8393.714** repräsentiert eine hochwertige Kombination von chirurgischen Instrumenten und Zubehör, die speziell für den Einsatz in minimalinvasiven Eingriffen entwickelt wurden. Diese Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und garantieren eine präzise, sichere und effiziente Anwendung in der endoskopischen Chirurgie.

**R.Wolf 8393.0003** ist ein präzises chirurgisches Instrument, das durch seine ergonomische Gestaltung und hochwertige Verarbeitung eine exzellente Handhabung ermöglicht. Es überzeugt durch langlebige Materialien und eine präzise Mechanik, die eine feine Steuerung während des Eingriffs sicherstellt.

**R.Wolf 8383.14** ergänzt das Set als ein speziell entwickeltes Zubehörteil, das zur Erweiterung der Funktionalität dient. Es ist kompatibel mit den anderen Komponenten und ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Operationssituationen.

**R.WOLF 8943.901** stellt ein essentielles Verbindungsstück dar, das eine sichere und stabile Verbindung zwischen unterschiedlichen Instrumentenkomponenten gewährleistet. Dank seiner robusten Bauweise und präzisen Passform trägt es maßgeblich zur Zuverlässigkeit des gesamten Systems bei.

**R.WOLF 8393.714** rundet das Set ab und bietet zusätzliche Funktionen, die den chirurgischen Workflow optimieren. Es ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und entspricht den hohen Anforderungen moderner endoskopischer Verfahren.

Die Kombination dieser vier Produkte von R.Wolf gewährleistet:



- **Hohe Präzision:** Optimale Instrumentenführung für minimalinvasive Eingriffe.
- **Ergonomisches Design:** Reduziert Ermüdung und ermöglicht sicheren Halt.
- **Kompatibilität:** Nahtlose Integration der Komponenten für flexible Anwendung.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien für dauerhafte Nutzung.
- **Hygienische Sicherheit:** Leicht zu reinigen und steril zu halten gemäß medizinischen Standards.

Dieses Set ist ideal geeignet für Chirurgen und medizinisches Fachpersonal, die höchste Ansprüche an Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit bei endoskopischen Operationen stellen. Durch die Verwendung der R.Wolf Produkte wird ein reibungsloser Ablauf im OP garantiert, der zu optimalen Behandlungsergebnissen beiträgt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

