



[R. WOLF BIPOLAR PINZETTE MIT KABEL](#)

SKU: CE082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **R. Wolf bipolar Pinzette mit Kabel** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für die präzise bipolare Elektrochirurgie entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine sichere und effektive Koagulation von Gewebe bei minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Bereichs.

Produktmerkmale:

- **Bipolare Technologie:** Die Pinzette arbeitet mit bipolarer Stromführung, wodurch der Stromfluss ausschließlich zwischen den beiden Pinzettenspitzen erfolgt. Dies reduziert das Risiko von Stromstreuung und verbessert die Sicherheit des Patienten.
- **Hochwertige Verarbeitung:** Gefertigt aus medizinischem Edelstahl, bietet die Pinzette eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
- **Ergonomisches Design:** Die Pinzette liegt dank ihrer optimierten Form gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Führung während chirurgischer Eingriffe.
- **Kabelanschluss:** Das integrierte Kabel gewährleistet eine sichere Verbindung zu gängigen elektrochirurgischen Geräten und sorgt für eine störungsfreie Energieübertragung.
- **Vielseitige Einsatzgebiete:** Ideal geeignet für feine Gewebekoagulation bei neurochirurgischen, gefäßchirurgischen, gynäkologischen und allgemeinen chirurgischen Anwendungen.

Anwendungshinweise:

Die R. Wolf bipolar Pinzette mit Kabel sollte ausschließlich von geschultem medizinischem Personal verwendet werden. Vor dem Einsatz ist die Kompatibilität mit dem verwendeten Elektrochirurgiegerät zu prüfen. Nach Gebrauch ist eine sorgfältige Reinigung und Sterilisation gemäß den geltenden Hygienerichtlinien erforderlich, um eine sichere Wiederverwendung zu gewährleisten.



Vorteile auf einen Blick:

- Präzise bipolare Koagulation ohne Streustrom
- Robuste und langlebige Bauweise
- Ergonomische Handhabung für komfortables Arbeiten
- Sichere und zuverlässige Verbindung durch hochwertiges Kabel
- Breites Spektrum an chirurgischen Einsatzmöglichkeiten

Mit der R. Wolf bipolar Pinzette mit Kabel erhalten Sie ein zuverlässiges Instrument, das höchste Anforderungen in der modernen Elektrochirurgie erfüllt und zu optimalen Operationsergebnissen beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

