



## [REGIUS MODEL 190 DD-941 DIGITALES RÖNTGENSYSTEM](#)

SKU: 0112025

zzgl. [Versandkosten](#)

**REGIUS MODEL 190 DD-941** ist ein hochmodernes digitales Röntgensystem, das präzise Bildgebung mit schneller Datenverarbeitung kombiniert. Es bietet eine verbesserte Diagnostik durch hohe Bildqualität bei reduziertem Strahlenaufwand und ist ideal für den effizienten Einsatz in klinischen und radiologischen Praxen.



---

Categories: [Röntgen und zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **REGIUS MODEL 190 DD-941** ist ein hochmodernes digitales Röntgensystem, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Es bietet eine präzise, effiziente und sichere Bildgebungslösung, die den Anforderungen moderner Diagnostik gerecht wird.

Dieses System zeichnet sich durch seine **fortschrittliche digitale Detektortechnologie** aus, die eine hervorragende Bildqualität bei gleichzeitig reduzierter Strahlenbelastung ermöglicht. Die digitale Erfassung der Röntgenbilder sorgt für eine schnelle Verfügbarkeit der Aufnahmen und erleichtert somit den klinischen Workflow erheblich.

#### Wesentliche Merkmale des REGIUS MODEL 190 DD-941:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Ermöglicht detailgenaue Diagnosen durch klare und kontrastreiche Röntgenbilder.
- **Schnelle Bildakquisition:** Minimiert Wartezeiten und erhöht die Patientendurchlaufzeit.
- **Ergonomisches Design:** Benutzerfreundliche Bedienoberfläche und kompakte Bauweise zur optimalen Integration in verschiedene Untersuchungsräume.



- **Strahlenreduzierung:** Modernste Technologie zur Minimierung der Strahlenexposition bei gleichzeitig hoher Bildqualität.
- **Kompatibilität:** Einfache Anbindung an bestehende PACS-Systeme und elektronische Patientenakten (EPA) für einen reibungslosen Datenaustausch.
- **Robuste Bauweise:** Langlebige Komponenten gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb auch bei hoher Nutzung.

Das REGIUS MODEL 190 DD-941 bietet zudem flexible Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Untersuchungsarten, darunter:

- Thorax- und Abdomenaufnahmen
- Orthopädische Bildgebung
- Zahnmedizinische Diagnostik
- Pädiatrische Anwendungen

Durch die Kombination von **innovativer Technologie** und **benutzerorientiertem Design** unterstützt das REGIUS MODEL 190 DD-941 medizinisches Fachpersonal effektiv bei der schnellen und präzisen Diagnosestellung. Es trägt somit maßgeblich zur Optimierung der Patientenversorgung bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

