



## [REIZSTROMGERÄT GALVAMAT II 2](#) [UNIVERSALREIZSTROMGERÄT ZIMMER](#) [ELEKTROMEDIZIN](#)

SKU: E122013

zzgl. [Versandkosten](#)

**Reizstromgerät Galvamat II 2** ist ein vielseitiges Universalreizstromgerät von Zimmer Elektromedizin, das zur gezielten Muskelstimulation und Schmerztherapie eingesetzt wird. Es überzeugt durch einfache Bedienung und effektive Anwendungsmöglichkeiten in der physiotherapeutischen Praxis.



---

Categories: [Physikalische Therapie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Reizstromgerät Galvamat II 2** ist ein hochwertiges Universalreizstromgerät, das speziell für den Einsatz in der **Elektromedizin** konzipiert wurde. Es eignet sich ideal für therapeutische Anwendungen, bei denen die gezielte elektrische Stimulation von Muskeln und Nerven erforderlich ist.

Dieses Gerät bietet eine präzise und zuverlässige Steuerung der Reizstromparameter, wodurch eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten ermöglicht wird. Durch die einfache Handhabung ist es sowohl für den professionellen Einsatz in medizinischen Einrichtungen als auch für die Anwendung in Rehabilitationszentren geeignet.

### Wichtige Merkmale des Galvamat II 2:

- **Vielseitige Reizstrommodi:** Das Gerät unterstützt verschiedene Stromformen, einschließlich galvanischer



Ströme und niederfrequenter Impulse, um unterschiedliche therapeutische Effekte zu erzielen.

- **Intuitive Bedienung:** Ein übersichtliches Bedienfeld ermöglicht die einfache Einstellung von Intensität, Frequenz und Impulsdauer.
- **Sicherheit:** Integrierte Schutzmechanismen gewährleisten einen sicheren Betrieb und minimieren das Risiko von Fehlanwendungen.
- **Robustes Design:** Die kompakte Bauweise und hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im klinischen Alltag.
- **Flexibles Zubehör:** Kompatibel mit verschiedenen Elektroden und Zubehörteilen für eine breite Palette von Anwendungen.

Das Reizstromgerät Galvamat II 2 unterstützt die **Schmerzlinderung, Muskulaturstimulation** und **Förderung der Durchblutung**, wodurch es sich hervorragend für die Behandlung von Muskelatrophien, neurologischen Erkrankungen sowie zur postoperativen Rehabilitation eignet.

Durch seine präzisen Einstellmöglichkeiten ermöglicht das Galvamat II 2 eine sichere und effektive Therapie, die individuell auf den Patienten abgestimmt werden kann. Somit stellt es eine wertvolle Ergänzung für jede physiotherapeutische Praxis oder medizinische Einrichtung dar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

