



[RICHARD WOLF 8393.975 LAPARASKOPIE](#)
[SET 8393.923 + 8308.031 + 8383.241](#)

SKU: IK052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Richard 8393.975 Wolf Laparoskopie Set** stellt eine hochwertige Komplettlösung für minimalinvasive chirurgische Eingriffe dar und kombiniert die bewährten Komponenten der Artikelnummern **8393.923**, **8308.031** und **8383.241**. Dieses Set wurde speziell für den Einsatz in der Laparoskopie entwickelt und erfüllt höchste Ansprüche an Präzision, Ergonomie und Langlebigkeit.

Bestandteile des Sets:

- **Richard 8393.923:** Hochauflösendes Laparoskop mit optimaler Lichttransmission und klarer Bildgebung zur exakten Visualisierung der intraabdominellen Strukturen.
- **8308.031:** Spezielles Instrumentarium für die atraumatische Gewebehandhabung und multifunktionale Anwendung während der laparoskopischen Interventionen.
- **8383.241:** Ergänzende Komponenten zur sicheren Einführung und Führung der Instrumente sowie zur Gewährleistung eines stabilen Arbeitsfeldes.

Das Set zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- **Ergonomisches Design:** Für eine präzise und ermüdungsfreie Handhabung während langwieriger Operationen.
- **Hochwertige Materialien:** Korrosionsbeständige, medizintechnisch zugelassene Werkstoffe gewährleisten eine lange Lebensdauer und einfache Sterilisierbarkeit.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine breite Palette laparoskopischer Eingriffe, von diagnostischen Untersuchungen bis hin zu komplexen chirurgischen Verfahren.
- **Optimale Kompatibilität:** Die Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und können problemlos in



bestehende Laparoskopiesysteme integriert werden.

Durch die Kombination dieser hochwertigen Instrumente unterstützt das Richard 8393.975 Wolf Laparoskopie Set Chirurgen dabei, präzise und minimalinvasive Eingriffe effizient und sicher durchzuführen. Es ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, chirurgischen Zentren und spezialisierten Praxen.

Technische Details im Überblick:

- Material: Chirurgischer Edelstahl, optische Glasfasern mit hoher Lichtdurchlässigkeit
- Länge und Durchmesser: angepasst an gängige Standards der Laparoskopie
- Kompatibilität: Standardanschlüsse für Lichtquelle und Kamera
- Sterilisierbarkeit: Autoklavierbar und chemisch sterilisierbar

Das Richard 8393.975 Wolf Laparoskopie Set ist somit eine erstklassige Wahl für medizinische Fachkräfte, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Patientensicherheit legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

