



**RICHARD WOLF 8834.01 RICHARD WOLF  
8834.01 RESEKTOSKOP**

SKU: BQ052024-K

~~469,00 €~~ **349,83 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Urologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Richard Wolf 8834.01 Resektoskop

- **Verwendung:** Das Resektoskop wird hauptsächlich in der Urologie eingesetzt, um transurethrale Resektionen (TUR) durchzuführen, wie z.B. die Entfernung von Prostatagewebe oder Blasen Tumoren.
- **Konstruktion:** Es ist typischerweise aus hochwertigen Materialien gefertigt, um Langlebigkeit und Sterilität zu gewährleisten.
- **Optik:** Das Gerät verfügt über eine hochauflösende Optik, die eine klare Sicht auf das Operationsfeld ermöglicht.
- **Instrumentenkanäle:** Es hat mehrere Kanäle für verschiedene chirurgische Instrumente, die während des Eingriffs verwendet werden können.
- **Spülungssystem:** In der Regel ist ein Spülungssystem integriert, um das Sichtfeld während des Eingriffs zu klären und Gewebe zu entfernen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

