



**RICHARD WOLF ENDOCAM PERFORMANCE**  
**HD - 8561.501 KAMERAKOPF - 5123**  
**LICHTQUELLE - 2232 LAPARO**

SKU: GL082025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Richard Wolf ENDOCAM Performance HD - 8561.501 Kamerakopf** in Kombination mit der **5123 Lichtquelle** und dem **2232 Laparo** bietet ein hochmodernes Endoskopiesystem, das speziell für anspruchsvolle diagnostische und therapeutische Eingriffe konzipiert wurde. Diese Komponenten gewährleisten eine herausragende Bildqualität und optimale Lichtverhältnisse, um Chirurgen präzise und zuverlässige visuelle Informationen während minimalinvasiver Operationen bereitzustellen.

### Eigenschaften des Kamerakopfs 8561.501:

- **HD-Auflösung:** Ermöglicht gestochen scharfe und detailreiche Bilder, die eine verbesserte Gewebedifferenzierung und Diagnosesicherheit bieten.
- **Kompaktes Design:** Ergonomisch gestaltet für eine einfache Handhabung und Integration in unterschiedliche endoskopische Systeme.
- **Robuste Bauweise:** Für den Einsatz unter anspruchsvollen OP-Bedingungen konzipiert, widerstandsfähig gegenüber Sterilisationsprozessen.

### Leistungsmerkmale der Lichtquelle 5123:

- **Hohe Lichtintensität:** Stellt eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung des Operationsfeldes sicher, was insbesondere bei tiefen Hohlraumsystemen von Vorteil ist.
- **Langlebige LED-Technologie:** Reduziert Wartungsaufwand und Betriebskosten durch eine verlängerte Lebensdauer.
- **Flexibilität:** Einstellbare Lichtintensität zur Anpassung an unterschiedliche chirurgische Anforderungen.



### **Besonderheiten des 2232 Laparo Systems:**

- **Vielseitigkeit:** Speziell für laparoskopische Verfahren entwickelt und kompatibel mit verschiedenen Instrumenten und Optiken.
- **Optimierte Bildübertragung:** Gewährleistet eine störungsfreie und hochauflösende Übertragung der Bilddaten an die Monitore.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche erleichtert den Einsatz im OP und unterstützt einen reibungslosen Arbeitsablauf.

Zusammen bilden diese drei Komponenten ein integriertes System, das höchsten Ansprüchen an Bildqualität, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort gerecht wird. Das Richard Wolf ENDOCAM Performance HD System eignet sich ideal für den Einsatz in der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie sowie weiteren Fachgebieten, in denen minimalinvasive Techniken zum Einsatz kommen.

**Fazit:** Mit dem Richard Wolf ENDOCAM Performance HD - 8561.501 Kamerakopf, der 5123 Lichtquelle und dem 2232 Laparo profitieren Anwender von einem leistungsstarken, langlebigen und benutzerfreundlichen Endoskopiesystem, das die Visualisierung während operativer Eingriffe deutlich verbessert und somit zur Patientensicherheit und Therapieerfolg beiträgt.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

