



## [RICHARD WOLF LIGHT SOURCE - WOLF - 5132 AUTO LP HLIGHT](#)

SKU: DU012026

zzgl. [Versandkosten](#)

**Richard Wolf Light source - Wolf - 5132 AUTO LP HLIGHT** ist eine leistungsstarke und zuverlässige Lichtquelle, die präzise Beleuchtung für endoskopische Eingriffe gewährleistet. Sie überzeugt durch eine lange Lebensdauer und optimale Lichtintensität zur Unterstützung chirurgischer Verfahren. Ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, die höchste Ansprüche an Lichtqualität stellen.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Richard Wolf Light Source - Modell 5132 AUTO LP HLIGHT** stellt eine hochwertige und leistungsstarke Lichtquelle dar, die speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie und Endoskopie entwickelt wurde. Diese innovative Lichtquelle gewährleistet eine optimale Ausleuchtung des Operationsfeldes und trägt somit erheblich zur Präzision und Sicherheit chirurgischer Eingriffe bei.

### Eigenschaften und technische Merkmale:

- **Leistungsstarke Lichtintensität:** Die Lichtquelle liefert eine konstante, helle Beleuchtung, die auch bei längeren Eingriffen eine optimale Sicht garantiert.
- **Automatische Lichtregelung (AUTO LP):** Die integrierte automatische Leistungsregelung passt die Lichtintensität kontinuierlich an, um Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer der Lampe zu verlängern.
- **Langlebige Lichtquelle:** Hochwertige Lampentechnologie sorgt für eine lange Betriebszeit ohne häufige



Lampenwechsel.

- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente ermöglichen eine benutzerfreundliche Handhabung und schnelle Anpassung der Beleuchtung.
- **Universelle Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Endoskopen und chirurgischen Instrumenten der Marke Richard Wolf sowie anderer Hersteller.
- **Effiziente Kühlung:** Das integrierte Kühlsystem verhindert Überhitzung und sorgt für einen stabilen Betrieb auch bei hoher Leistungsabgabe.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Gastrointestinale Endoskopie
- Urologische und gynäkologische Eingriffe
- HNO-Chirurgie
- Orthopädische und thorakoskopische Operationen
- Allgemeinchirurgie mit minimalinvasiven Verfahren

Die **Richard Wolf 5132 AUTO LP HLIGHT Lichtquelle** zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Lichtqualität aus, wodurch sie den anspruchsvollen Anforderungen moderner Operationssäle gerecht wird. Ihre robuste Bauweise und die intelligente Technik machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil für eine präzise und effiziente chirurgische Beleuchtung.

Investieren Sie in die **Richard Wolf Light Source 5132 AUTO LP HLIGHT** und profitieren Sie von einer erstklassigen Beleuchtungslösung, die Ihre endoskopischen und chirurgischen Verfahren auf ein neues Niveau hebt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

