



**[RICHARD WOLF PANOVIEW 8935.442](#)**  
**[LAPAROSKOP 5,3MM 30°](#)**

**SKU:** CD112025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Richard Wolf PANOVIEW 8935.442** ist ein **starres Laparoskop, das für minimalinvasive Eingriffe in der Chirurgie, Gynäkologie und Urologie eingesetzt wird.** Mit einem Durchmesser von **5,3 mm** und einer Blickrichtung von **30°** ermöglicht es ein helles, formatfüllendes und verzeichnungsfreies Bild bei reduziertem Außendurchmesser. Technische Spezifikationen

Nach Herstellerangaben von **Richard Wolf** und technischen Datenblättern weist die Optik folgende Merkmale auf:

- **Durchmesser:** 5,3 mm.
- **Blickwinkel:** 30°.
- **Nutzlänge (NL):** 303 mm.
- **Bildqualität:** PANOVIEW PLUS Technologie für verzeichnungsfreie und formatfüllende Darstellung.
- **Aufbereitung:** Vollständig autoklavierbar für die standardisierte Sterilisation.

Anwendung und Kompatibilität

- **Einsatzgebiete:** Das Laparoskop wird häufig in Basis-Sets für die allgemeine Laparoskopie oder gynäkologische Eingriffe (z. B. Zystenexstirpation) aufgeführt.
- **Trokar-Kompatibilität:** Optimiert für die Verwendung mit 5,5 mm Trokarhülsen.
- **Systemintegration:** Das Instrument verfügt über standardisierte Anschlüsse für Lichtleitkabel und



Kameraköpfe der Richard Wolf E-line oder PANOVIEW PLUS Serien.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

