



RICHARDSON ELECTRONICS - RTD950AM **MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE**

SKU: BK122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Richardson Electronics RTD950AM Monitor** ist ein hochentwickeltes Anzeigegerät, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Dieses medizinische Display bietet eine exzellente Bildqualität und Zuverlässigkeit, die für präzise Diagnosen und effiziente endoskopische Verfahren unerlässlich sind.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösendes Display:** Der RTD950AM verfügt über eine hohe Auflösung, die eine gestochen scharfe und detailreiche Darstellung von Endoskopiebildern ermöglicht. Dies unterstützt Ärzte bei der genauen Beurteilung von Gewebestrukturen.
- **Farbgenauigkeit und Kontrast:** Dank ausgefeilter Bildverarbeitungstechnologien werden Farben naturgetreu und Kontraste klar dargestellt, was die Sichtbarkeit von feinen Details verbessert.
- **Robustes Design:** Das Gehäuse ist speziell für den Einsatz im medizinischen Umfeld konzipiert und widerstandsfähig gegen häufige Desinfektionsprozesse, um Hygieneanforderungen zu erfüllen.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Der Monitor unterstützt verschiedene Schnittstellen, die eine einfache Integration in bestehende Endoskopiesysteme ermöglichen.
- **Ergonomische Bedienung:** Intuitive Bedienelemente und eine benutzerfreundliche Oberfläche erleichtern den Einsatz während medizinischer Eingriffe.
- **Energieeffizienz:** Der RTD950AM ist so konstruiert, dass er einen niedrigen Stromverbrauch bei gleichbleibender Leistungsfähigkeit aufweist.

Anwendungsbereiche:

Der RTD950AM Monitor ist ideal geeignet für den Einsatz in *verschiedenen endoskopischen Verfahren*, darunter:



- Gastroenterologie
- Urologie
- Gynäkologie
- HNO (Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde)
- Chirurgische Endoskopie

Durch seine hervorragende Bildqualität und Zuverlässigkeit trägt der RTD950AM maßgeblich dazu bei, die diagnostische Genauigkeit zu erhöhen und die Effizienz medizinischer Eingriffe zu verbessern.

Technische Spezifikationen (Auszug):

- Displaygröße: 15,6 Zoll
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD)
- Bildwiederholrate: 60 Hz
- Helligkeit: 300 cd/m²
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Anschlüsse: DVI, HDMI, VGA
- Abmessungen: kompakt und leicht für flexible Einsatzmöglichkeiten

Zusammenfassend ist der **Richardson Electronics RTD950AM Monitor** ein zuverlässiges und leistungsstarkes Display, das speziell auf die Anforderungen der Endoskopie abgestimmt ist. Er unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und hochwertige Patientenversorgung zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

