



[ROCHE REFLOTTRON PLUS](#)

SKU: CF112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Analysegerät](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Roche Reflotron Plus ist ein tragbares, automatisiertes Analysegerät, das in der medizinischen Diagnostik eingesetzt wird. Es wird häufig in Arztpraxen, Kliniken und Notaufnahmen verwendet, um eine schnelle und präzise Analyse von Blutproben durchzuführen. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Roche Reflotron Plus:

1. **Schnelle Ergebnisse:** Das Gerät ermöglicht die Durchführung von Tests und liefert innerhalb kurzer Zeit Ergebnisse, was besonders in Notfallsituationen von Vorteil ist.
2. **Vielseitige Testmöglichkeiten:** Der Reflotron Plus kann eine Vielzahl von Tests durchführen, darunter Blutzucker, Cholesterin, Leber- und Nierenwerte sowie andere biochemische Parameter.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist. Es erfordert nur minimale Schulung für das medizinische Personal.
4. **Kompakte Bauweise:** Aufgrund seiner kompakten Größe kann der Reflotron Plus leicht in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, ohne viel Platz zu beanspruchen.
5. **Qualitätskontrolle:** Das Gerät bietet integrierte Qualitätskontrollmechanismen, um sicherzustellen, dass die Testergebnisse zuverlässig sind.
6. **Datenmanagement:** Viele Modelle bieten Funktionen zur Datenverwaltung und -übertragung, sodass die Ergebnisse einfach dokumentiert und analysiert werden können.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

