



RODENSTOCK 2298 SPALTLAMPE

SKU: AX062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Rodenstock 2298 Spaltlampe ist ein hochpräzises ophthalmologisches Diagnosegerät, das eine detaillierte Untersuchung der vorderen Augenabschnitte ermöglicht. Mit ihrer robusten Bauweise und exzellenter Lichtqualität unterstützt sie Augenärzte bei der präzisen Diagnostik und Behandlung.



Categories: [Ophthalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

