



RODENSTOCK RODAVIST 2 **SEHZEICHENPROJEKTOR**

SKU: BH062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Rodenstock Rodavist 2 Sehzeichenprojektor ist ein hochpräzises Gerät zur Projektion von Sehzeichen für die klinische Augenuntersuchung. Er gewährleistet eine klare und kontrastreiche Darstellung verschiedener Sehzeichen, um eine zuverlässige Diagnostik und Sehschärfenbestimmung zu ermöglichen.



Categories: [Ophthalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

