



[RODENSTOCK RODAVIST 524 01 SEHZEICHENPROJEKTOR MIT FERNBEDIENUNG](#)

SKU: BL062025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Rodenstock Rodavist 524 01 Sehzeichenprojektor ist ein präzises Diagnostikgerät zur Projektion von Sehzeichen, das eine komfortable Bedienung per Fernbedienung ermöglicht. Dieses hochwertige Instrument unterstützt effiziente und genaue Sehtests in der ophthalmologischen Praxis.



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Rodenstock Rodavist 524 01 Sehzeichenprojektor** ist ein hochpräzises medizinisches Gerät, das speziell für die ophthalmologische Diagnostik und Sehschärfenprüfung entwickelt wurde. Mit seiner exakten Projektionsqualität und benutzerfreundlichen Bedienung setzt der Rodavist 524 01 Maßstäbe in der Praxis und Klinik.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Präzise Sehzeichenprojektion:** Der Projektor ermöglicht die Darstellung verschiedenster Sehzeichen in hoher Schärfe und Kontrast, was eine zuverlässige Beurteilung der Sehschärfe und Sehfunktion erlaubt.
- **Vielseitige Sehzeichen:** Verfügbar sind standardisierte Sehzeichen nach internationalen Normen, darunter Buchstaben, Zahlen, Landolt-Ringe und spezielle optotypische Symbole.
- **Fernbedienung inklusive:** Die komfortable Fernbedienung ermöglicht eine einfache und hygienische Steuerung des Projektors aus der Distanz, ohne den Patientenraum betreten zu müssen.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Einstellmöglichkeiten für Sehzeichengröße, Helligkeit und Schärfe garantieren eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Untersuchungsanforderungen.



- **Robustes Design:** Das hochwertige Gehäuse ist für den professionellen Dauereinsatz konzipiert und gewährleistet Langlebigkeit sowie einfache Reinigung.

Anwendungsbereiche:

- Augenärztliche Praxen und Kliniken
- Optometrische Untersuchungen
- Sehtests bei Kindern und Erwachsenen
- Forschung und Lehre im Bereich der visuellen Wahrnehmung

Der **Rodenstock Rodavist 524 01** bietet durch seine präzise Technik und hochwertige Verarbeitung eine verlässliche Grundlage für fundierte Diagnosen und unterstützt Fachpersonal dabei, die Sehleistung ihrer Patienten optimal zu erfassen. Die integrierte Fernbedienung erhöht zudem die Effizienz und den Komfort während der Untersuchung.

Technische Spezifikationen:

- Beleuchtung: Hochleistungs-Halogenlampe
- Sehzeichen: Vielfältige standardisierte Optotypen
- Bedienung: Manuell und fernbedienbar
- Stromversorgung: Netzbetrieb
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend

Mit dem Rodenstock Rodavist 524 01 Sehzeichenprojektor investieren Sie in ein zuverlässiges, präzises und benutzerfreundliches Gerät, das den hohen Anforderungen moderner Sehprüfungen gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

