



## [RODENSTOCK SEHTESTGERÄT](#)

SKU: DV112025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Rodenstock Sehtestgerät** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für die präzise und zuverlässige Durchführung von Sehtests entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Augenarztpraxen, Optikergeschäften sowie in medizinischen Einrichtungen, die eine professionelle Augendiagnostik anbieten.

Dieses Sehtestgerät zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und seine benutzerfreundliche Handhabung aus. Es ermöglicht eine schnelle und exakte Erfassung der Sehschärfe sowie weiterer wichtiger Parameter der visuellen Wahrnehmung.

### Wesentliche Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Sehschärfenmessung:** Erfassung der Sehschärfe für beide Augen separat oder gemeinsam, sowohl für Fern- als auch Nahsicht.
- **Vielseitige Testtafeln:** Integrierte Auswahl an standardisierten Testtafeln, z.B. Buchstaben-, Zahlen- und Symboltests, die verschiedene Altersgruppen und Anforderungen abdecken.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerung und Einstellungsmöglichkeiten, die schnelle Testdurchführung und genaue Ergebnisse gewährleisten.
- **Ergonomisches Design:** Kompakte Bauweise mit optimaler Ausleuchtung, um eine angenehme Testumgebung für Patient und Anwender zu schaffen.
- **Langlebigkeit und Präzision:** Hochwertige Materialien und präzise optische Komponenten für eine langjährige, wartungsarme Nutzung.

Das Rodenstock Sehtestgerät unterstützt Augenärzte und Optiker dabei, die Sehfähigkeit ihrer Patienten objektiv zu beurteilen und eine fundierte Basis für weitere Untersuchungen oder Brillenanpassungen zu schaffen. Durch die Kombination aus innovativer Technik und bewährter Qualität trägt es maßgeblich zur Verbesserung der



Patientenversorgung bei.

**Technische Spezifikationen (Beispiel):**

- Testentfernung: variabel, je nach Modell zwischen 3 und 6 Metern
- Beleuchtung: gleichmäßige, blendfreie LED-Beleuchtung
- Testtafelgrößen: standardisiert nach DIN-Norm
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit energiesparender Technologie
- Maße und Gewicht: kompakt und transportabel

Dank seiner Vielseitigkeit und Präzision ist das **Rodenstock Sehtestgerät** ein unverzichtbares Werkzeug für die professionelle Augendiagnostik und gewährleistet eine zuverlässige Grundlage für die Beurteilung der Sehfunktion.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

