



[S & W CARDIO AID MC STERNUM DEFI DEFIBRILATOR](#)

SKU: EO122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Defibrillatoren](#), [Notfallversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **S & W Cardio Aid MC Sternum Defi Defibrillator** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für die schnelle und effektive Behandlung von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen entwickelt wurde. Dieses Defibrillator-Modell kombiniert fortschrittliche Technologie mit benutzerfreundlichem Design, um im Notfall eine zuverlässige und präzise Defibrillation zu gewährleisten.

Eigenschaften und Funktionen:

- **Automatisierte Analyse:** Der Defibrillator führt eigenständig eine präzise Analyse des Herzrhythmus durch und erkennt sofort, ob eine Schockabgabe erforderlich ist.
- **Effektive Schockabgabe:** Mit einer optimal dosierten biphasischen Schocktechnologie maximiert das Gerät die Erfolgsrate bei der Wiederherstellung eines stabilen Herzrhythmus.
- **Intuitive Bedienung:** Durch klare Sprachansagen und visuelle Hinweise wird der Anwender Schritt für Schritt durch den Wiederbelebungsprozess geführt, was die Bedienung auch für Laien erleichtert.
- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist besonders widerstandsfähig und leicht transportierbar, ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Rettungsdiensten oder öffentlichen Einrichtungen.
- **Lange Batterielebensdauer:** Gewährleistet eine zuverlässige Einsatzbereitschaft auch bei längeren Lagerzeiten und mehrfachen Anwendungen.
- **Speicherfunktion:** Speichert wichtige Patientendaten und Einsatzprotokolle zur späteren Auswertung und Dokumentation.

Anwendungsbereiche:

Der S & W Cardio Aid MC Sternum Defi eignet sich ideal für den Einsatz bei:



- Akuter Behandlung von Kammerflimmern und pulsloser ventrikulärer Tachykardie
- Erstversorgung am Notfallort durch medizinisches Fachpersonal oder geschulte Laien
- Präventive Ausstattung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Firmen und öffentlichen Plätzen

Technische Spezifikationen:

- Schockmodus: Biphasisch
- Schockenergie: Einstellbar, standardmäßig bis zu 200 Joule
- Analysezeit: Weniger als 10 Sekunden
- Batterietyp: Wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
- Gewicht: Ca. 1,5 kg
- Abmessungen: Kompakt und ergonomisch

Der **S & W Cardio Aid MC Sternum Defi Defibrillator** ist ein unverzichtbares Hilfsmittel zur schnellen Wiederherstellung der Herzaktion und trägt maßgeblich zur Erhöhung der Überlebenschancen bei Herzstillstand bei. Seine präzise Technik, einfache Handhabung und robuste Bauweise machen ihn zu einem verlässlichen Partner in der kardiologischen Notfallversorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

