



## [SAKURA TISSUE-TEK TEC 5](#)

SKU: DW032025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der SAKURA Tissue-Tek TEC 5 ist ein hochentwickeltes, automatisiertes Gerät, das in der Gewebepreparation für histologische und pathologische Untersuchungen eingesetzt wird. Mit seiner hohen Effizienz, Vielseitigkeit und präzisen Temperaturkontrolle ermöglicht es eine gleichmäßige und konsistente Bearbeitung von Gewebeproben. Es ist in medizinischen Labors und Forschungseinrichtungen unverzichtbar und trägt zur Verbesserung der Diagnosegenauigkeit und Forschungsqualität bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

