



SARSTEDT 97.8750.050 BLUT
TRANSPORTBOX TRANSPORT BOX

SKU: W092015

200,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Zum Transport von Blutprodukten unter Einhaltung der vorgegebenen Lagertemperatur
Mit Isolation, abschließbar, Kunststoff-Innenteil im Boden und Deckel, Tragegriff, Innenmaße (LxBxH): 25,5 x 27 x (11,7+4,1) cm
Abmessungen Ca 37 cm x 38 cm

I Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zum Transport von Blutprodukten unter Einhaltung der vorgegebenen Lagertemperatur
Mit Isolation, abschließbar, Kunststoff-Innenteil im Boden und Deckel, Tragegriff, Innenmaße (LxBxH): 25,5 x 27 x (11,7+4,1) cm



Abmessungen Ca 37 cm x 38 cm

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

