



## SARSTEDT SEDIPLUS S 100 - S100 BLUTSENKUNGSMESSGERÄT

SKU: BP102024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Messgerät](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Sarstedt Sediplus S 100 ist ein Blutsenkungsmessgerät, das zur Bestimmung der Blutsenkungsreaktion (BSR) verwendet wird. Die Blutsenkung ist ein wichtiger diagnostischer Test, der häufig zur Beurteilung von Entzündungen im Körper eingesetzt wird.

Hier sind einige wichtige Punkte zu diesem Gerät:

1. **Funktionsweise:** Das Sediplus S 100 misst die Geschwindigkeit, mit der sich rote Blutkörperchen in einer speziellen Röhre absetzen. Diese Geschwindigkeit kann Hinweise auf entzündliche Prozesse oder andere Erkrankungen geben.
2. **Anwendung:** Es wird in klinischen Laboren und Arztpraxen eingesetzt und ermöglicht eine schnelle und präzise Durchführung des Tests.
3. **Vorteile:** Das Gerät bietet eine einfache Handhabung, schnelle Ergebnisse und eine hohe Genauigkeit, was es zu einem nützlichen Werkzeug für Ärzte macht.
4. **Kalibrierung und Wartung:** Wie bei jedem medizinischen Gerät ist es wichtig, regelmäßige Kalibrierungen und Wartungen durchzuführen, um die Genauigkeit der Messungen sicherzustellen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

