



[SASSE 1500.9906120 JOYSTICKMODUL FÜR ZIEHM C BOGEN](#)

SKU: DB032025

zzgl. [Versandkosten](#)

Sasse 1500.9906120 Joystickmodul ist ein hochwertiges Steuerungselement speziell für Ziehm C-Bogen Systeme, das präzise und zuverlässige Navigation ermöglicht. Dieses Modul gewährleistet eine optimale Kontrolle und trägt zur sicheren und effizienten Bedienung während medizinischer Eingriffe bei.



Categories: [C Bogen und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Sasse 1500.9906120 Joystickmodul** ist ein hochwertiges Ersatzteil, speziell entwickelt für den Einsatz in **Ziehm C-Bogen** Systemen. Dieses Modul gewährleistet eine präzise und zuverlässige Steuerung der C-Bogen-Bewegung, was für medizinische Bildgebungsverfahren von entscheidender Bedeutung ist.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Hohe Präzision:** Das Joystickmodul ermöglicht eine feinfühligere und exakte Steuerung der Positionierung des C-Bogens, was zu einer verbesserten Bildqualität beiträgt.
- **Robuste Bauweise:** Entwickelt für den anspruchsvollen klinischen Einsatz, garantiert das Modul eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit.
- **Einfache Integration:** Das Modul ist kompatibel mit verschiedenen Ziehm C-Bogen Modellen und lässt sich unkompliziert installieren und austauschen.
- **Verbesserte Ergonomie:** Die ergonomische Gestaltung des Joystickmoduls unterstützt eine komfortable und intuitive Handhabung durch medizinisches Personal.



Anwendungsbereiche:

Das Joystickmodul wird in medizinischen Einrichtungen eingesetzt, die Ziehm C-Bogen Systeme für intraoperative Bildgebung, orthopädische Eingriffe, Gefäßdiagnostik sowie andere interventionelle Verfahren nutzen. Es trägt entscheidend dazu bei, die Bewegungssteuerung des C-Bogens sicher und präzise zu gestalten.

Technische Spezifikationen:

- Modellnummer: 1500.9906120
- Kompatibilität: Ziehm C-Bogen Systeme
- Steuerung: Joystick-basiert
- Material: Hochwertige, medizinisch geeignete Komponenten
- Langlebigkeit: Ausgelegt für dauerhaften klinischen Einsatz

Durch die Verwendung des **Sasse 1500.9906120 Joystickmoduls** stellen Sie sicher, dass Ihre Ziehm C-Bogen Systeme stets mit einer präzisen und zuverlässigen Steuerung ausgestattet sind. Dies unterstützt nicht nur die Effizienz Ihrer diagnostischen und therapeutischen Abläufe, sondern trägt auch zur Sicherheit und Zufriedenheit des medizinischen Personals bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

