




## [SCHILLER AT-102 PLUS - EKG - MIT PATIENTENKABEL](#)

SKU: HS042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Schiller AT-102 plus** ist ein kompaktes EKG-Gerät, das präzise 12-Kanal-EKG-Aufnahmen ermöglicht und durch das integrierte Patienten-kabel eine zuverlässige Signalübertragung gewährleistet. Es eignet sich ideal für den klinischen Einsatz und bietet eine benutzerfreundliche Bedienung bei hoher Messgenauigkeit.



---

Categories: [EKG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Schiller AT-102 plus** ist ein hochmodernes, tragbares Elektrokardiogramm (EKG)-Gerät, das speziell für den professionellen Einsatz in Kliniken, Praxen und im mobilen Bereich entwickelt wurde. Es bietet eine präzise und zuverlässige Aufzeichnung der Herzaktivität mit benutzerfreundlicher Bedienung und umfassenden Analysefunktionen.

### Hauptmerkmale des Schiller AT-102 plus:

- **12-Kanal EKG-Aufzeichnung:** Ermöglicht eine simultane Erfassung aller 12 Ableitungen für eine detaillierte Herzdiagnostik.
- **Integriertes Patienten-kabel:** Das hochwertige Patienten-kabel ist bereits im Lieferumfang enthalten und gewährleistet eine sichere und störungsfreie Signalübertragung.
- **Hohe Signalqualität:** Das Gerät verfügt über eine ausgezeichnete Filtertechnik zur Minimierung von Artefakten und Störsignalen, was zu klaren und aussagekräftigen EKG-Kurven führt.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Das gut ablesbare Display und die intuitive Menüführung ermöglichen



eine schnelle und einfache Handhabung, auch unter Zeitdruck.

- **Flexible Datenverwaltung:** EKG-Daten können direkt am Gerät gespeichert, auf einen PC übertragen oder mittels integrierter Schnittstellen weiterverarbeitet werden.
- **Robustes und mobiles Design:** Das kompakte und leichte Gehäuse macht das AT-102 plus ideal für den Einsatz sowohl in der stationären Versorgung als auch in der Notfallmedizin und im Rettungsdienst.
- **Vielfältige Analyseoptionen:** Automatische Interpretation der EKG-Daten unterstützt den Arzt bei der Diagnose von Herzrhythmusstörungen, Ischämien und anderen kardiologischen Auffälligkeiten.

Das Schiller AT-102 plus kombiniert modernste Technologie mit praxisorientiertem Design. Es erfüllt die hohen Anforderungen klinischer Standards und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, schnelle und fundierte Entscheidungen bei der Patientenversorgung zu treffen.

#### **Technische Highlights im Überblick:**

- Abtastfrequenz: Hochauflösende digitale Signalverarbeitung
- Speicherkapazität: Umfangreiche interne Speicherung von EKG-Daten
- Anschlüsse: USB-Schnittstelle zur Datenübertragung
- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Akku für bis zu mehreren Stunden Betrieb
- Zertifizierungen: Erfüllt alle relevanten medizinischen Normen und Richtlinien

Mit dem **Schiller AT-102 plus** erhalten Sie ein zuverlässiges und leistungsfähiges EKG-Gerät, das Ihnen bei der kardiologischen Diagnostik wertvolle Unterstützung bietet – inklusive des praktischen Patientenkabels für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

