



SCHILLER CARDIOVIT FT-1 EKG + DT100 80 SAUGANLAGE

SKU: CX072024

zzgl. [Versandkosten](#)

Schiller Cardiovit FT-1 EKG ist ein kompaktes, präzises Elektrokardiogramm-Gerät, das schnelle und zuverlässige Herzdiagnosen ermöglicht. In Kombination mit der *DT100 80 Sauganlage* bietet es eine effiziente Lösung für die Patientenversorgung in klinischen und mobilen Einsatzbereichen.



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Schiller Cardiovit FT-1 EKG** in Kombination mit der **DT100 80 Sauganlage** stellt eine innovative Lösung für die kardiologische Diagnostik und Patientenversorgung dar. Dieses Produktset vereint modernste Elektrokardiographie-Technologie mit einer leistungsfähigen Absaugvorrichtung, um eine umfassende Betreuung in klinischen und ambulanten Umgebungen zu gewährleisten.

Schiller Cardiovit FT-1 EKG:

- **Hochauflösendes 12-Kanal-EKG:** Ermöglicht präzise Erfassung und Analyse der Herzaktivität mit exzellenter Signalqualität.
- **Intuitive Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Touchscreen-Display erleichtert die Handhabung und unterstützt eine effiziente Arbeitsweise.
- **Vielfältige Diagnosefunktionen:** Automatische Interpretation, Stress-EKG, Langzeit-EKG und Spirometrie-Optionen bieten umfassende kardiologische Untersuchungsmöglichkeiten.
- **Integrierte Datenverwaltung:** Nahtlose Anbindung an Krankenhausinformationssysteme (KIS) und

elektronische Patientenakten (EPA) ermöglicht eine sichere und effiziente Dokumentation.

- **Mobiler Einsatz:** Kompaktes Design und Akkuoptionen gewährleisten Flexibilität im klinischen Alltag.

DT100 80 Sauganlage:

- **Leistungsstarke Absaugung:** Mit einer Absaugleistung von bis zu 80 l/min sorgt die Sauganlage für eine effektive Entfernung von Sekreten und Flüssigkeiten.
- **Robustes und langlebiges Design:** Für den Einsatz in unterschiedlichen medizinischen Bereichen konzipiert, gewährleistet sie Zuverlässigkeit und Sicherheit.
- **Einfache Reinigung und Wartung:** Abnehmbare Komponenten und glatte Oberflächen ermöglichen eine hygienische Handhabung.
- **Leiser Betrieb:** Minimiert störende Geräusche und schafft eine angenehme Arbeitsumgebung.
- **Mobilität:** Leicht transportierbar durch kompaktes Gehäuse und integrierte Tragegriffe.

Das Zusammenspiel von **Schiller Cardiovit FT-1 EKG** und **DT100 80 Sauganlage** bietet medizinischem Fachpersonal eine effiziente und zuverlässige Lösung, um sowohl die kardiologische Diagnostik als auch die Patientenversorgung optimal zu unterstützen. Dieses Produktset ist ideal geeignet für Krankenhäuser, Kliniken, Notfallzentren und ambulante Praxen, die Wert auf präzise Diagnostik und sichere Therapie legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

