



SCHILLER CARDIOVIT MS-2010 12 KANAL OHNE NETZTEILE

SKU: DB112024-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [EKG](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der SCHILLER CARDIOVIT MS-2010 ist ein hochentwickeltes 12-Kanal-Elektrokardiographiegerät (EKG), das für den Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern und kardiologischen Praxen konzipiert wurde. Es bietet umfassende Funktionen für die EKG-Aufzeichnung, -Analyse und -Verwaltung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

