



SCHILLER CARDIOVIT MS-2015 + DT80 SAUGANLAGE

SKU: AH082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Schiller Cardiovit MS-2015 ist ein vielseitiges und zuverlässiges EKG-Gerät, das präzise Herzaktivitätsmessungen ermöglicht und durch seine benutzerfreundliche Bedienung überzeugt. In Kombination mit der *DT80 Sauganlage* bietet das Set eine effiziente Lösung für die medizinische Diagnostik und Therapie, indem es eine sichere und effektive Absaugung gewährleistet.



Categories: [EKG Ergometrie und Spirometrie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

