



SCHILLER PU-1 SPEISUNGSEINHEIT - STROMVERSORGUNG

SKU: W072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Energieversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Schiller PU-1 Speisungseinheit** ist eine zuverlässige und hochwertige Stromversorgung, die speziell für den Einsatz in medizinischen Geräten von Schiller entwickelt wurde. Sie gewährleistet eine stabile und sichere Energieversorgung, die den hohen Anforderungen im medizinischen Umfeld gerecht wird.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Stabile Stromversorgung:** Die PU-1 Einheit liefert eine konstante Spannung und Stromstärke, um eine unterbrechungsfreie Funktion der angeschlossenen medizinischen Geräte sicherzustellen.
- **Hohe Zuverlässigkeit:** Entwickelt für den 24/7-Betrieb im klinischen Alltag, minimiert sie Ausfallzeiten und unterstützt eine kontinuierliche Patientenversorgung.
- **Kompatibilität:** Optimal abgestimmt auf verschiedene Schiller-Diagnostiksysteme, wie EKG- und Belastungstestgeräte, um eine perfekte Integration zu gewährleisten.
- **Schutzfunktionen:** Eingebaute Schutzmechanismen gegen Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung sorgen für maximale Sicherheit im Betrieb.
- **Einfacher Anschluss:** Die Speisungseinheit ist benutzerfreundlich gestaltet und ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Wartung.

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: Spezifisch angepasst an das angeschlossene Schiller Gerät
- Leistungsaufnahme: Effizient und energiesparend
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend



- Gewicht: Leicht für einfache Handhabung

Die **Schiller PU-1 Speisungseinheit** ist ein unverzichtbares Zubehör für medizinisches Fachpersonal, das auf höchste Qualität und Sicherheit bei der Stromversorgung von Diagnostikgeräten vertraut. Durch ihre robuste Bauweise und präzise Technik trägt sie maßgeblich zur Verlässlichkeit und Langlebigkeit der Schiller Medizintechnik bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

