



[SCHMIDT HAENSCH 17286](#)

SKU: BW062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Schmidt Haensch 17286 ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das präzise und zuverlässige Messergebnisse unterstützt. Es zeichnet sich durch seine robuste Verarbeitung und benutzerfreundliche Handhabung aus, ideal für den professionellen Einsatz in Laboren und Kliniken.



Categories: [Laborequipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

