



SCHMITZ BEINHALTER

SKU: GC082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Schmitz Beinhalter bieten eine stabile und komfortable Fixierung der Beine während chirurgischer Eingriffe und diagnostischer Verfahren. Das ergonomische Design gewährleistet eine sichere Positionierung bei maximaler Bewegungsfreiheit und optimaler Druckentlastung.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Schmitz Beinhalter** ist ein hochwertiges medizinisches Hilfsmittel, das speziell für die sichere Fixierung und Positionierung der Beine während chirurgischer Eingriffe oder therapeutischer Behandlungen entwickelt wurde. Seine ergonomische Konstruktion gewährleistet eine optimale Stabilität und maximalen Komfort für den Patienten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus langlebigen, korrosionsbeständigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Passt sich anatomisch der Beinform an und minimiert Druckstellen sowie Hautirritationen.
- **Verstellbarkeit:** Mehrfach verstellbare Halterungen erlauben eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Körpergrößen und chirurgische Anforderungen.
- **Sichere Fixierung:** Durch spezielle Polsterungen und Haltebänder wird ein sicherer Halt gewährleistet, ohne die Blutzirkulation zu beeinträchtigen.
- **Kompatibilität:** Geeignet für den Einsatz an verschiedenen OP-Tischen und Behandlungseinheiten dank



standardisierter Befestigungssysteme.

Anwendungsbereiche:

- Chirurgische Eingriffe im Bereich der unteren Extremitäten
- Orthopädische Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen
- Gynäkologische und urologische Untersuchungen und Operationen
- Diagnostische Verfahren, die eine stabile Beinposition erfordern

Hygiene und Pflege: Der Schmitz Beinhalter ist leicht zu desinfizieren und entspricht den geltenden Hygienestandards im medizinischen Bereich. Die abnehmbaren Polster können außerdem separat gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine dauerhafte Hygiene sicherzustellen.

Mit dem Schmitz Beinhalter erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und vielseitiges Produkt, das sowohl Patientenkomfort als auch operative Sicherheit in den Vordergrund stellt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

