



SCHMITZ MEDI-MATIC 115.755 **GYNÄKOLOGISCHER STUHL**

SKU: AB092025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

SCHMITZ MEDI-MATIC 115.755 ist ein hochwertiger gynäkologischer Stuhl, der durch seine ergonomische Bauweise optimalen Komfort und sichere Positionierung während gynäkologischer Untersuchungen gewährleistet. Das robuste Design und die präzise Verstellmöglichkeiten unterstützen eine effiziente und patientenfreundliche Behandlung.



Categories: [Gynstuhl und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SCHMITZ MEDI-MATIC 115.755** ist ein hochwertiger gynäkologischer Untersuchungsstuhl, der speziell für den Einsatz in gynäkologischen Praxen, Kliniken und medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Er vereint moderne Technik mit ergonomischem Design, um sowohl Patientinnen als auch Ärzten eine optimale Arbeitsumgebung zu bieten.

Technische Merkmale und Ausstattung:

- **Höhenverstellbarkeit:** Elektrisch stufenlos verstellbar, ermöglicht eine individuelle Anpassung der Arbeitshöhe für den Untersucher und erleichtert den Ein- und Ausstieg für die Patientin.
- **Beinhalter:** Komfortable, ergonomisch geformte Beinhalter mit verstellbaren Winkeln für eine sichere und angenehme Positionierung während der Untersuchung.
- **Rückenlehne:** Elektrisch verstellbar, bietet flexible Positionierungsmöglichkeiten, um unterschiedliche Untersuchungs- und Behandlungsanforderungen zu erfüllen.



- **Polsterung:** Hochwertige, leicht zu reinigende Polsterung aus medizinischem Kunstleder, die Komfort und Hygiene sicherstellt.
- **Stabilität und Sicherheit:** Robuste Konstruktion mit rutschfesten Standfüßen gewährleistet sicheren Halt und hohe Belastbarkeit.

Ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit:

Der SCHMITZ MEDI-MATIC 115.755 wurde unter Berücksichtigung ergonomischer Aspekte entwickelt, um die Belastung für das medizinische Personal zu minimieren und den Patientenkomfort zu maximieren. Die intuitive Bedienung der elektrischen Funktionen ermöglicht eine schnelle und präzise Einstellung des Stuhls während der Untersuchung.

Hygiene und Wartung:

Das verwendete Material ist widerstandsfähig gegen Desinfektionsmittel und leicht zu reinigen, was eine hohe Hygiene im Praxisalltag gewährleistet. Die Konstruktion ermöglicht eine einfache Wartung und Langlebigkeit des Produkts.

Anwendungsbereiche:

- Gynäkologische Untersuchungen
- Geburtshilfe
- Ultraschalluntersuchungen
- Ambulante und stationäre Behandlungen

Mit dem **SCHMITZ MEDI-MATIC 115.755** erhalten Sie einen zuverlässigen und komfortablen gynäkologischen Stuhl, der höchste Ansprüche an Funktionalität, Ergonomie und Hygiene erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

