



## **SCHMITZ PARTURA 140.101 - 140101** **ENTBINDUNGSBETT MIT ZUBEHÖR**

SKU: I0042025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Schmitz Partura 140.101 Entbindungsbett** bietet optimale Unterstützung für eine sichere und komfortable Geburt dank ergonomischem Design und hochwertigem Zubehör. Es gewährleistet durch flexible Einstellmöglichkeiten und stabile Bauweise eine exzellente Anpassung an individuelle Bedürfnisse von Patientin und medizinischem Personal.



---

Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Schmitz Partura 140.101 Entbindungsbett** ist speziell entwickelt, um den höchsten Anforderungen in der Geburtshilfe gerecht zu werden. Dieses hochwertige Entbindungsbett unterstützt Hebammen und medizinisches Fachpersonal bei der sicheren und komfortablen Begleitung der Geburt.

Das Bett zeichnet sich durch eine robuste und stabile Konstruktion aus, die eine hohe Belastbarkeit gewährleistet. Die elektrisch verstellbaren Funktionen ermöglichen eine präzise Anpassung der Liegeflächen, um die optimale Position für werdende Mütter während der verschiedenen Phasen der Geburt einzustellen.

#### **Wesentliche Merkmale des Schmitz Partura 140.101 Entbindungsbetts:**

- **Elektrische Verstellung:** Höhenverstellung, Rückenteil- und Beinteilverstellung für individuelle Anpassung.
- **Ergonomisches Design:** Optimaler Liegekomfort und Unterstützung für die Gebärende.
- **Integrierte Seitengitter:** Für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.
- **Hygienische Oberflächen:** Leicht zu reinigen und desinfizieren, geeignet für den klinischen Einsatz.



- **Inklusive praktisches Zubehör:** Beinstützen, Armauflagen und weiteres Zubehör für vielfältige Geburtspositionen.
- **Mobilität:** Mit Rollen ausgestattet für einen einfachen Transport innerhalb der Entbindungseinheit.

Das Schmitz Partura 140.101 ist auf die Bedürfnisse von Kliniken, Geburtshäusern und Hebammenpraxen zugeschnitten und erfüllt sämtliche medizinischen Standards und Anforderungen. Die Kombination aus Funktionalität, Komfort und Sicherheit macht dieses Entbindungsbett zu einer ausgezeichneten Wahl für die moderne Geburtshilfe.

#### **Technische Details und Zubehör:**

- Maße: Anpassbar je nach Modellvariante
- Tragfähigkeit: Bis zu 200 kg
- Material: Hochwertiger Stahlrahmen mit medizinischem Polster
- Zubehör: Beinstützen, Armauflagen, Seitengitter, Aufsteckbare Lagerungshilfen
- Stromversorgung: Niederspannungsbetrieb für sichere Handhabung

Mit dem **Schmitz Partura 140.101 Entbindungsbett** investieren Sie in eine zuverlässige und komfortable Lösung, die sowohl den Bedürfnissen der Gebärenden als auch den Anforderungen des medizinischen Personals gerecht wird.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

