



## **SCHWARZER ECOC HEMODYNAMIC CATH LAB SYSTEM**

**SKU:** AF052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Schwarzer ECOC Hemodynamic Cath Lab System ist ein hämodynamisches Mess- und Aufzeichnungssystem, das von Schwarzer Cardiotek entwickelt wurde. Es dient der Erfassung, Analyse und Dokumentation hämodynamischer Parameter während kardiologischer Eingriffe im Herzkatheterlabor.

---

**Kategorie**

- Gerätetyp: Hämodynamisches Mess- und Aufzeichnungssystem
- Anwendungsbereiche: Herzkatheterlabore, interventionelle Kardiologie, Elektrophysiologie
- Hersteller: Schwarzer Cardiotek GmbH

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

