



SCICAN STATIM 2000 S KASSETTENAUTOKLAV

SKU: V042014

zzgl. [Versandkosten](#)

Scican Statim 2000S Kasenttenautoklav mit 4
Sterilisationszeiten

Instrumente unverpackt: 6.45 min

Hohlkörper unverpackt: 8.05 min

Hohlkörper verpackt: 10.40 min

Masse: 41,5x48x15 (BxTxH)

Stromanschluss 230V/1300Watt

Für Hand- und Winkelstücksterilisation zugelassen

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)
[und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Scican Statim 2000S Kasenttenautoklav mit 4 Sterilisationszeiten

Instrumente unverpackt: 6.45 min

Hohlkörper unverpackt: 8.05 min



Hohlkörper verpackt: 10.40 min

Masse: 41,5x48x15 (BxTxH)

Stromanschluss 230V/1300Watt

Für Hand- und Winkelstücksterilisation zugelassen

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

