



[SEBIA CAPILLARYS-2 FLEX PIERCING](#)

SKU: NQ012025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Sebia Capillarys 2 Flex Piercing ist ein automatisiertes Kapillarelektrophorese-System, das speziell für die Analyse von Proteinen und Hämoglobinen entwickelt wurde.

Einsatzgebiete:

- Hämoglobinopathien-Diagnostik (z. B. Thalassämien, Sichelzellanämie)
- Serumprotein-Elektrophorese
- Immunfixation
- Diabeteskontrolle (HbA1c)

"Piercing"-Version:

Verfügt über eine automatische Probenentnahme direkt aus verschlossenen Röhrchen – dadurch besonders sicher, effizient und geeignet für Labore mit hohem Durchsatz.

Vorteile:

- Hohe Automatisierung
- Geringe Probenmengen erforderlich
- Schnelle und präzise Analyse
- Gute Rückverfolgbarkeit durch Softwareintegration

Es wird in Kliniklaboren und großen Diagnostikzentren eingesetzt.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

