



[SECA BABYWAAGE WAAGE](#)

SKU: BT082024

~~345,00 €~~ **234,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Waage](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Seca Babywaage ist ein medizinisches Gerät, das speziell für die präzise Gewichtsmessung von Säuglingen und Kleinkindern entwickelt wurde. Seca ist bekannt für seine hochwertigen Waagen und bietet verschiedene Modelle an, die sich in Funktionalität und Design unterscheiden. Hier sind einige allgemeine Merkmale, die du bei einer Seca Babywaage erwarten kannst:

1. **Präzision:** Seca-Waagen sind dafür bekannt, genaue Messungen zu liefern, was besonders wichtig ist, um das Wachstum und die Entwicklung von Babys zu überwachen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Viele Modelle verfügen über eine einfache Bedienoberfläche und gut ablesbare Displays.
3. **Sicherheitsmerkmale:** Die Waagen sind oft mit einer stabilen Liegefläche ausgestattet, um sicherzustellen, dass das Baby während der Messung sicher liegt.
4. **Tragbarkeit:** Einige Modelle sind leicht und tragbar, was sie ideal für den Einsatz in Kliniken oder zu Hause macht.
5. **Zusätzliche Funktionen:** Einige Waagen bieten zusätzliche Funktionen wie Hold-Funktion (um das Gewicht auch nach dem Abnehmen des Babys anzuzeigen) oder die Möglichkeit, das Gewicht in verschiedenen Einheiten (z.B. Kilogramm oder Pfund) anzuzeigen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

