



SERVSPIN ROLLENMISCHER ROLLER MIXER TRM 7-S

SKU: EQ062025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **SERVospin Rollenmischer Roller Mixer TRM 7-S** ist ein hochwertiges Laborgerät, das speziell für das schonende und effiziente Mischen von Proben in Röhrchen und Fläschchen entwickelt wurde. Dieses Gerät bietet eine präzise und gleichmäßige Rotation, die eine optimale Homogenisierung von biologischen, chemischen oder pharmazeutischen Proben gewährleistet.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Sanfte Rollbewegung:** Der TRM 7-S verwendet eine kontinuierliche Rollbewegung, die eine schonende Vermischung ohne Schaumbildung ermöglicht – ideal für empfindliche Proben wie Zellkulturen oder Enzympräparate.
- **Variabler Geschwindigkeitsbereich:** Die Drehgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar, wodurch eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Proben und Anwendungen möglich ist.
- **Platzsparendes Design:** Das kompakte und robuste Gehäuse aus hochwertigem Material sorgt für eine lange Lebensdauer und passt problemlos auf jeden Labortisch.
- **Große Kapazität:** Der Mixer bietet ausreichend Platz für mehrere Probenröhrchen (z.B. 7 Röhrchen) unterschiedlicher Größen, was einen effizienten Arbeitsablauf ermöglicht.
- **Einfache Bedienung:** Die intuitive Steuerung mit klar ablesbarem Display ermöglicht einen schnellen und sicheren Betrieb.
- **Leiser Betrieb:** Das Gerät arbeitet geräuscharm, was eine angenehme Arbeitsumgebung fördert.

Anwendungsbereiche:

Der SERVospin TRM 7-S ist ideal geeignet für den Einsatz in medizinischen Laboren, Forschungseinrichtungen,



Kliniken und der pharmazeutischen Industrie. Typische Anwendungen umfassen:

- Homogenisierung von Blut- und Serumproben
- Mischen von Zellkulturen und biochemischen Reagenzien
- Vorbereitung von Proben für diagnostische Tests
- Sanftes Mischen empfindlicher Substanzen ohne Kontaminationsrisiko

Technische Spezifikationen:

- Drehzahlbereich: stufenlos einstellbar bis ca. 30 U/min
- Kapazität: bis zu 7 Probenröhrchen (verschiedene Größen kompatibel)
- Abmessungen (BxTxH): kompakt und platzsparend
- Netzspannung: 230 V / 50 Hz
- Material Gehäuse: langlebiger Kunststoff mit rutschfester Unterlage
- Gewicht: leicht und mobil für flexiblen Einsatz

Durch seine zuverlässige Leistung und benutzerfreundliche Handhabung ist der **SERVspin Rollenmischer Roller Mixer TRM 7-S** eine exzellente Wahl für alle, die Wert auf präzises und schonendes Mischen im Labor legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

