



## **SHIMADZU S111-375 PROBE**

**SKU:** P112014-03

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: **Shimadzu**

Gerätetyp: **S111-375**

Frequenz: **3.75 Mhz**

Gerätetyp: **SDU-500**

**Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: **Shimadzu**

Gerätetyp: **S111-375**

Frequenz: **3.75 Mhz**

Gerätetyp: **SDU-500**

### **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

