



## [SHIN NIPPON NCT-200 - TONOMETER](#)

SKU: P062025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Shin Nippon NCT-200 ist ein Non-Contact-Tonometer (NCT), also ein Gerät zur berührungslosen Messung des Augeninnendrucks mithilfe eines kurzen Luftimpulses.

Hauptmerkmale:

- Berührungslose Messung (kein Risiko für Infektionen)
- Automatische Ausrichtung und Messung (benutzerfreundlich)
- Schnelle Ergebnisse, ideal für Screening
- Kompakt und für den Praxisbetrieb geeignet

Es wird häufig bei der Glaukom-Vorsorge eingesetzt. Da keine Tropfen nötig sind, ist es angenehm für Patienten.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

