



SIEMENS 5MHZ LINEAR SONDE PROBE MIT KLEINEM ANSCHLUSS

SKU: AP072016

349,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

für Sonoline SX/SL/SL1/SL2/CD AC/Si 200/Si250 Si 400 /Si
450

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Sonoline SX/SL/SL1/SL2/CD AC/Si 200/Si250 Si 400 /Si 450

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 2 kg

