



SIEMENS / ACUSON 6.5EV13+
TRANSVAGINAL 6.5 MHZ ENDOVAGINAL
VAGINAL

SKU: GA042019

888,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 6.5EV13

Bezeichnung: Endovaginal / Vaginal / Transvaginal

Konvex 6.5MHz. R13 mm

Applikation: Endovaginal, Vaginal

Transvaginal 6.5MHz

geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna,
Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa
Pro, Versa Plus

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 6.5EV13+



Bezeichnung: Endovaginal / Vaginal / Transvaginal Konvex 6.5MHz. R13 mm

Applikation: Endovaginal, Vaginal

Transvaginal 6.5MHz

geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna, Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa Pro, Versa Plus

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

