



SIEMENS / ACUSON 7.5L70 PROBE / TRANSDUCER LINEAR SONDE

SKU: N/A

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . 7.5L70

Bezeichnung: Linear Sonde 7.5 MHz - 70 mm

Applikation: Schilddrüse, Hüfte, Mamma, Small
Parts

Linear Sonde

geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna,
Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa
Pro, Versa Plus

Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . 7.5L70

Bezeichnung: Linear Sonde 7.5 MHz - 70 mm



Applikation: Schilddrüse, Hüfte, Mamma, Small Parts
Linear Sonde

geeignet für folgende Modelle : Sonoline Sienna, Sonoline Omnia, Sonoline Versa, Sonoline Versa Pro, Versa Plus

Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

