



SIEMENS ACUSON P300 P 300 DEFEKT - OHNE SONDEN

SKU: BD122025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Siemens Acuson P300** ist ein kompaktes, tragbares Ultraschallsystem, das primär für die Allgemeinmedizin, MSK (Muskuloskelettal) und Gefäßdiagnostik entwickelt wurde. Ein Angebot als „**Defekt – Ohne Sonden**“ richtet sich in der Regel an Techniker oder Bastler zur Ersatzteilgewinnung.

Wichtige Systemdetails (für Ersatzteile relevant)

Selbst bei einem defekten Gerät können bestimmte interne Komponenten noch von hohem Wert sein:

- **Monitor:** Das P300 verfügt über einen **15-Zoll-LCD-Monitor**, der bei Gehäuseschäden oft als Ersatzteil gesucht wird.
- **Anschlüsse:** Das System besitzt zwei Sondensteckplätze. Die Buchsen und die interne Umschaltplatine sind kritische Bauteile.
- **Bedienfeld:** Die Tastatur mit den spezifischen Drehreglern für Gain und Tiefe ist modular aufgebaut.
- **Software/Festplatte:** Das System basiert oft auf einer Windows-Plattform; die interne Festplatte enthält die gerätespezifische Softwarelizenz.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

